

Cell Renov

Producto líquido concentrado para la limpieza y desincrustación.
Elimina las incrustaciones de cal y los depósitos acumulados en la célula.
Restablece el rendimiento máximo de la célula.

Utilización

Función del producto: limpieza de la célula.

Cell Renov elimina los depósitos rebeldes de cal y óxido y las manchas fuertemente incrustadas en la célula.

Descripción del producto

Líquido concentrado limpiador y desincrustante.

Contiene: ácido clorhídrico (5-15 %),

Tensioactivos catiónicos (<5 %), perfumes

Modo de empleo

- Detener la electrólisis salina y la filtración y después cerrar las válvulas de aislamiento de la célula..
- Desmontar la célula según las indicaciones del fabricante de su equipo de electrólisis salina.

- Verificar la presencia de cal en los electrodos.
- Llenar un recipiente con Cell Renov puro y sumergir dentro los electrodos hasta que haya desaparecido completamente la cal (aprox. 2h).
- Aclarar y después volver a montar la célula. Abrir las válvulas de aislamiento de la célula y volver a poner en marcha la electrólisis salina y la filtración.

Recomendaciones:

No frotar los electrodos para no dañarlos.

Advertencias:

No mezclar nunca diferentes productos químicos en forma concentrada.
Añadir siempre el producto al agua y nunca a la inversa.



Ref.: 2213282

Envase: 1 L



Ventajas:

- 1 Desincrustante de gran poder
- 2 Protege la célula y alarga su vida
- 3 Los electrodos vuelven a funcionar al 100 % de rendimiento
- 4 Especialmente desarrollado para las piscinas tratadas con sal

Información / Dosificación

- **Dónde dosificar:** en la célula productora
- **Modo de empleo:** dejar en remojo
- **Cuándo dosificar:** 1 o 2 veces al año, en función del estado de incrustación de la célula

NATURALLY
SALT
by BAYROL